



Mastic a cicatriser cut pasta pour feuillus 190 g.

› Outils, fils, accessoires › Mastic

ref. 4413

14,50€

[\[+\] Voir sur le site](#)



Description

Nouveau conditionnement : +20% offert !

190 g au prix de 160 g – Une offre imbattable pour un produit de qualité ! Mon préféré ! Idéal pour vos Acer, ce produit révolutionnaire vous garantit des cicatrisations rapides et efficaces. Grâce à ses propriétés uniques et ses hormones cicatrisantes, il est largement reconnu pour ses résultats impressionnants sur toutes les plaies de taille proprement coupées.

Contenance : Pot de 190 g Mode d'emploi : 1. Préparation : Prenez une petite quantité de pâte et malaxez-la dans votre paume pour la ramollir. 2. Application : Étalez une fine couche sur les plaies de taille propres et sèches. 3. Astuce pratique : Pour éviter que la pâte adhère à vos doigts, placez un linge humide sur le mastic après l'application. Cela permet de bien appuyer pour une meilleure adhésion, garantissant ainsi un résultat optimal.